

Anwendungsanleitung ZiRi dent

Bitte vor der ersten Verwendung vollständig lesen und aufbewahren.

1



Greifen

Nimm den ZiRi dent zwischen Daumen und Zeigefinger an den vorgesehenen Griffstellen auf. Halte ihn dabei immer waagrecht zum Mund, um ein Abrutschen ins Zahnfleisch zu vermeiden.

2



Ansetzen

Setze die V-förmige Führungsspitze gerade in den gewünschten Zahnzwischenraum ein. Die Führungsspitze zeigt dabei immer in Richtung Zahnfleisch – bei den unteren Zähnen nach unten, bei den oberen Zähnen nach oben.

3



Klinge ausfahren

Schiebe das Griffelement in Richtung Mund. Dadurch fährt die befestigte Klinge aus und reinigt den Zahnzwischenraum, indem sie Essensreste und Beläge nach innen in die Mundhöhle schiebt. Bei Bedarf mehrmals wiederholen.

4



Herausziehen

Ziehe den ZiRi dent aus dem Zahnzwischenraum heraus.

5



Abspülen

Spüle die Klinge nach Möglichkeit unter fließendem Wasser ab.

6



Klinge einfahren

Schiebe das Griffelement zurück, bis die Klinge vollständig im Gehäuse verschwindet.

Hinweise

- Für die tägliche Anwendung geeignet.
- Bei regelmäßiger Nutzung hält ein ZiRi dent ca. 3 Monate.
- Nicht mit Gewalt durch enge Zahnzwischenräume drücken.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kein Medizinprodukt.